

Οδηγίες για την λειτουργία της κάμερας του μικροσκοπίου:

1. Τύπος κάμερας – χαρακτηριστικά - δυσυνατότητες:

[Levenhuk M200 Base, 2 Mpixel](#)

2. Drivers: Από την σελίδα του κατασκευαστή:

<https://www.levenhuk.com/catalogue/levenhuk-m200-base-digital-camera/#.YX-g6p5BxEZ>

3. Drivers: Σύνδεσμος για we transfer (θα είναι σε λειτουργία μέχρι 7-11-2021):

<https://we.tl/t-p7j9IFV30T>

4. Λειτουργία της κάμερας χωρίς εγκατάσταση λογισμικού:

Μέσω της «Camera» των προγραμμάτων που είναι προεγκατεστημένο με τα Windows